

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

01
Φροντίζουμε πάντα να έχουμε καθαρά χέρια όταν βγάζουμε ή βάζουμε το ακουστικό μας.

02
Τοποθετούμε πάντα τη μπαταρία πάνω στο πορτάκι του ακουστικού και όχι μέσα (βλ. οδηγίες χρήσεως)

03
Ανοίγουμε πάντα το πορτάκι της μπαταρίας όταν βγάζουμε το ακουστικό από το αφτί, ώστε να σταματάει η λειτουργία του.

04
Τοποθετούμε πάντα το ακουστικό μέσα στο κουτί του όταν δεν το φοράμε.

05
Καθαρίζουμε πάντα το ακουστικό μας με τα ειδικά μαντηλάκια μετά από κάθε χρήση.

06
1 φορά την εβδομάδα, ή και πιο συχνά αν χρειαστεί, καθαρίζουμε το ακουστικό μας με τα ειδικά εργαλεία.

07
Κάθε 3 μήνες πηγαίνουμε το ακουστικό μας για την τακτική, δωρεάν -εφ'όρου ζωής- συντήρηση.

08
Δε βρέχουμε το ακουστικό μας. Αν για κάποιο λόγο βραχεί, τότε βγάζουμε τη μπαταρία, ανοίγουμε τελείως το πορτάκι και το αφήνουμε μόνο του να στεγνώσει για 24 ώρες.